

hanatek

www.hanatekinstruments.com

测试下列材料的耐磨擦特性 -

油墨
涂料
纸盒包装
塑料软包装
标签

RT4 磨擦试验仪



预测
印刷性能

评估涂料和底材的适应性

预测印刷品耐用性

改善包装效果

应用领域
油墨生产
印刷
包装
包装开发

Hanatek products are exclusively
manufactured and distributed by

 RHOPOINT
INSTRUMENTS

RT4 磨擦试验仪

RT4 是Hanatek 设计用于高效,
可重复和安全地进行印刷耐磨性测试的仪器
仪器用于测试纸盒包装,
塑料软包装以及商业印刷材料的印刷油墨耐磨擦特性
它也可用于检查UV油墨涂料的固化和粘附特性

功能

自动磨擦循环

循环时间预设, 允许无人值守操作

可选测量头

仪器提供BS3110规定的测量头和衬垫
另购的测量头和衬垫可用于下列测试:

- 磨耗测试
- 湿磨擦测试



数据打印机

Hanatek 数据打印机
可给出带日期和时间戳记
及详细参数的测试结果

附件

样品切刀

RT4 随机提供一个可调节圆形样品切刀,
可快速和精确地为测试准备样品。

所有Hanatek产品
均在英国设计制造



规格

标准	BS 3110 可编程测试
砝码	0.5, 1.0 和 2.0 psi 压力
尺寸	(h) 420 x (w) 350 x (d) 250 mm
电源	110/240V 50/60 Hz
转速	60 RPM
净重	10kg



Certificate No. FM29741
ISO: 9001-2008

LOCAL AGENT

hanatek

12 Beeching Road | Bexhill-on-Sea | East Sussex | TN39 3LG | UK
T +44 (0) 1424 739623 F +44 (0) 1424 730600
sales@rhointstruments.com www.hanatekinstruments.com

Hanatek products are exclusively manufactured and distributed by

