

# hanatek



[www.hanatekinstruments.com](http://www.hanatekinstruments.com)

## CCP 굽힘강도시험용 시편제작기 Carton Crease Proofer

- 접은 주름의 최적인 셋팅
- 시편의 적절한 시험
- 잉크 및 코팅의 적응성 시험

Hanatek products are exclusively  
manufactured and distributed by

 **RHOPOINT**  
INSTRUMENTS

# CCP Carton Crease Proofer

## 특징

### 주름 접힘시험용 세팅

Hanatek CCP 는 제품품질을 위하여 주름시험용 시편을 만드는데 사용합니다.

CCP 는 주름을 잡는 설비와 사이즈 커팅하는 데 사용하기 위한 동일한 다이와 상업적으로 생산되는 척도로 완성 되어집니다.

이 기기는 화장품 외관 및 최고의 기계적인 특성으로 주름을 명확하게 하기 위하여 사용되어 집니다.

### 시료 양을 조절

중요한 시료의 특성은 인쇄 및 컨버팅 하기 전에 쉽게 비교됩니다.

### 코팅 크랙에 대한 체크

Hanatek CBT-1 은 주름에 대한 제품의 품질의 생산과 포장용 상자 가동 능력을 예측하기 위해 Hanatek CBT1 을 이용합니다.

### 잉크 결정 및 탄력적 코팅

CCP 는 상업적 포장상자 파손저항에 대한 탄력적 코팅을 개발하기 위해 잉크 실험실에 사용되어 집니다.

## 관련 제품

### CFA 포장상자 주름 접힘강도 분석기

충진용 포장상자에 요구되는 모든 힘을 측정합니다.

### CBT1 주름강도, 골판지 보드의 접힘강도시험기

포장상자의 주름저항 및 골판지 보드의 접힘강도를 결정



**CFA**  
포장상자 구부림 및  
접힘 강도 분석기



**CBT 1**  
주름 및 골판지  
보드 강도시험기

## 적용 사례



인쇄된 포장 골판지



인쇄되지 않은 포장상자

## CCP 사양

적용 시편	Suitable for any substrate 300-1000µm
주름 자	2 PT, 3 PT, 4 PT
주름 채널	18 crease channels 1-4mm
주름 깊이	Variable
크기	(H)350 x (W)390 x (D)200 mm
중량	25kg

## 관련 제품

### CFA 포장상자 주름 접힘강도 분석기

충진용 포장상자에 요구되는 모든 힘을 측정합니다.

### CBT1 주름강도, 골판지 보드의 접힘강도시험기

포장상자의 주름저항 및 골판지 보드의 접힘강도를 결정



**CFA**  
포장상자 구부림 및  
접힘 강도 분석기



**CBT 1**  
주름 및 골판지  
보드 강도시험기



Certificate no: FM 29741  
ISO 9001:2008



### LOCAL AGENT

**IPAE (주)기배이앤티**  
ENGINEERING & TECHNOLOGY

경기 수원시 권선구 고색동 986  
수원종합공구단지 301동 114호  
Tel. 031-221-2588 Fax. 031-221-4626  
www.hanatekinstruments.co.kr  
www.kipae.co.kr  
E-mail : info@kipae.co.kr

# hanatek